

Nom de l'Élève

6

18


INDICATION DE L'EXPÉRIENCE

Résultat de l'expérience pratique
de Physique pour la
Classe de 3^e année

M. Martin — 16

A. Grignon — 13

Les courants avaient à mesurer l'induction de la pile
des lignes au moyen d'un galvanomètre de Babinet.



Nom de l'Élève Martin Louis le 7 Août 1882

INDICATION DE L'EXPÉRIENCE

Détermination de l'indice de
Réfraction d'un liquide.

Pour Déterminer l'indice de réfraction d'un liquide, on place ce liquide dans un petit prisme de verre creux muni d'une tubulure bouchée à l'éméri et dont les faces d'entrée et de sortie sont formées par des lames de verre à faces parallèles qui n'ont pas d'action sur la lumière puisque elle la traverse en ligne droite. Une fois le prisme rempli et bouché, il s'agit de déterminer son angle réfringent A et l'angle de déviation minimum d . quand on aura ces deux données la formule

$$n = \frac{\sin \frac{A+d}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

fournira immédiatement l'indice demandé. Pour cela on se sert du goniomètre de Babinet. On vise avec la lunette un objet situé à l'infini, et on s'arrange de manière à le voir nettement. On met ainsi la lunette

au point. on eclaire alors le collimateur avec une bec
 de gaz et l'on voit nettement la fente par laquelle
 arrive de la lumière parallèle qui est dans les mêmes
 conditions que si elle venait de l'infini. Ceci fait
 on met l'alidade de la platine au 0° on place
 le ~~collimateur~~^{prisme} sur la platine et l'on s'assure que ses
 2 faces pourront réfléchir l'image de la fente
 et que cette image sera visible dans la lunette.
 Amenant alors l'une des faces de manière à ce que
 l'image réfléchi par cette face coïncide avec le
 réticule, on fait tourner l'alidade jusqu'à ce que
 l'image réfléchi par la seconde face vienne
 en coïncidence. L'angle dont on a tourné soit 128°
 est le supplément de l'angle réfringent θ . on a donc

$$A = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ.$$

Maintenant pour avoir la déviation minimum, on
 met la lunette à 0° et on fixe le collimateur en face
 de manière à apercevoir la fente. on place alors le
 prisme et l'on cherche par des tâtonnements à avoir
 la déviation minimum. on amène alors la
 lunette de manière que son réticule coïncide avec le
 prisme du spectre par exemple, et l'angle dont on
 l'a déplacée représente la déviation minimum δ
 soit $24^\circ 30'$. on a alors:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{\sin \frac{52^\circ + 24^\circ 30'}{2}}{\sin \frac{52^\circ}{2}} = \frac{\sin 38^\circ 15'}{\sin 26^\circ} \\
 &= \frac{1,7917566}{1,6418240} = 1,11
 \end{aligned}$$

J. Mardiz


Nom de l'Élève Grignon le 7 août 1882

INDICATION DE L'EXPÉRIENCE

Indice de réfraction d'un liquide

Pour calculer l'indice de réfraction d'un liquide on s'appuie sur la formule $\frac{\sin i}{\sin r} = n = \frac{\sin \frac{C+D}{2}}{\sin \frac{C}{2}}$ dans laquelle D est l'angle mesurant la déviation minima & C l'angle solide du prisme.

On démontre la formule de la façon suivante :



On admet que dans le cas de la déviation minima $L = L'$ & $r = r'$ on a :

$$\angle G = 180 - C \text{ or } C = 180 - (r + r') \text{ ou } 2r \\ C = 180 - 2r$$

$$\text{car } G = 180 - 180 + 2r \text{ & } r = \frac{C}{2}$$

$$\text{La déviation } \tilde{D} = \tilde{\alpha} + \tilde{\beta} \text{ or } \alpha = L - r \text{ & } \beta = L' - r' \text{ (or } L = L' \text{ & } r = r') \\ \alpha + \beta = (L - r) + (L' - r') \text{ ou } 2L - 2r$$

$$\tilde{\alpha} + \tilde{\beta} \text{ ou } \hat{D} = 2L - 2r \text{ mais } 2r = C \text{ donc } \hat{D} = 2L - C$$

$$\text{donc } \frac{\sin L}{\sin r} \text{ ou } n = \frac{\sin \frac{D+C}{2}}{\sin \frac{C}{2}} \text{ & } L = \frac{D+C}{2}$$

Cette formule établie relierions D & C. Commençons par mesurer C angle solide du prisme.

A cet effet nous commençons par régler le Goniomètre
 C'est que situons la collimation & la lunette objectives l'un
 en face de l'autre nous réglons & mettons au zéro un alidade
 à l'infini -

Ceci fait nous remplissons le prisme de liquide & nous effectuons
 la mise de l'angle du prisme - Nous effectuons la mise de l'angle
 après avoir rempli le prisme de liquide - nous effectuons autant que
 possible le second réglage qui a pour but d'obtenir un bon
 l'épaisseur de la lame de verre qui limite la cavité du prisme -
 Quand il n'y a pas de liquide cette grande image est donc centrée
 un peu plus facile il est vrai, mais vaut mieux même l'année
 tout ce qu'il faut faire & cela en versant du liquide dans le prisme -
 Ceci fait nous plaçons le prisme bien vertical sur la platine & nous
 alignons la lunette objective à occuper une position moyenne
 entre le centre de la plate-forme & la collimation - Nous faisons
 passer le prisme sur la plate-forme pour nous assurer que l'axe du prisme
 se réfléchit dans une même direction - Nous nous alors le
 centre de la plate-forme au 0 - Nous alignons le prisme à l'axe
 d'image de la platine, en tournant simplement la plate-forme
 jusqu'à ce qu'il soit obtenu, le centre de la plate-forme étant au 0
 nous alignons le prisme avec l'alidade de la plate-forme de
 manière à réfléchir la mise lumineuse sur une autre face
 l'angle dont la mesure de l'angle de la plate-forme est de
 180° donne l'angle du prisme C

Cet angle C comme chacun le devine minima -

A cet effet nous plaçons l'alidade de la lunette à 0°. Nous
 faisons tourner le prisme de manière à aligner son axe
 l'image du collimateur, Ceci fait car il est plus facile de voir
 l'image du collimateur que le spectre à l'œil nu - On fait alors
 tourner la lunette de façon à observer l'objet - On tourne à droite, à
 gauche le prisme ou bien alors que dans une certaine position
 l'image n'avance ni ne recule - C'est dans cette position, déterminée
 par rapport à une rue de spectre (ou droit 99° 60' ou verte)
 nous observons ce vrai prisme, c'est donc cette position que
 la déviation est minima - On note alors de combien
 la lunette a tourné - C'est évidemment l'angle D et ne reste plus
 qu'à appliquer la formule -

$$n = \frac{\sin \frac{G+D}{2}}{\sin \frac{C}{2}}$$

$$G = 58^{\circ} 40' 12'' \quad \frac{G+D}{2} = 40^{\circ} 46' 56''$$

$$D = 81^{\circ} 29' 10'' = 21^{\circ} 29' 40'' \quad \frac{G}{2} = 29^{\circ} 20' 5'' \text{ et } \frac{1}{2}$$

$$n = \frac{40^{\circ} 46' 56''}{29^{\circ} 20' 5''} = \frac{40^{\circ} 46' 56''}{29^{\circ} 20' 5''} = 1,3143 \text{ environ}$$